

SOL-Care



SOL CARE STOMPE OPTREKNAALD

Toepassing

De Sol Care Stompe optreknaald met Micron Filter is een opzuignaald met een grote diameter voor het opzuigen van medicijnen uit een flesje of ampul. De filter is bestemd voor het uitfilteren van eventuele aanwezige kleine deeltjes. Deze is compatibel met alle standaard Luer-Lock en Luer-Slip spuit.

Productinformatie

- Voor eenmalig gebruik
- Alle glasdeeltjes groter dan 5 micron worden uitgefilterd, zodat ze niet in de spuit kunnen worden gezogen voorafgaand aan de injectie
- PVC vrij
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038759	SOL-CARE STOMPE NAALD 18G MET 5 MICRON FILTER 110022F	100 st.	10 x 100 st.		