

Bbraun


BBRAUN STERIFIX OPZUIGNAALD MET FILTER

Toepassing

De BBraun Sterifix Opzuignaald met filter is voor het opzuigen of injecteren van medicatie uit flacons met rubberen stop. Door de deeltjesfilter wordt verontreiniging door deeltjes voorkomen.

Productinformatie

- Voor eenmalig gebruik
- 5 micron filter in vrouwelijke luer-lock connector
- De naald wordt beschermd door een naaldbeschermer
- Dunwandige naald
- DEHP vrij
- Latex vrij
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3038919	BBRAUN OPZUIGNAALD 1.1X25MM PARTIKELFILTER 5 MICRON	50 st.	4 x 50 st.	14616149	