


CADD INFUUSSET MET SPIKE

Toepassing

De Cadd infuusset met Spike is een infusie pomp dat zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare infusies. De set heeft een spike aan één uiteinde en wordt geselecteerd wanneer infuuszakken moeten worden gebruikt.



Productinformatie

- Eenrichtingsterugslagklep met mannelijke Luer
- Anti-free-flow geventileerde kant
- 198cm slang

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058845	CADD INFUUSSET MET SPIKE FS BSP ANTI-SIPHON VALVE 198CM 21-7322-24 STERIEL	12 st.	12 x 12 st.	16196104	