

CODAN INFUUSSTEEM

Toepassing

De Codan Infuussysteem is voor het transporteren van de infuusvloeistof van de infuuszak of fles naar de infuscanule, vleugelnaald of katheter van de patiënt. De infuussysteem bestaat uit een druppelkamer, een knikvrije slang en een draaibare luer-lock aansluiting met FlowStop.



Productinformatie

- Druppelkamer met 200µm filter
- Binnen diameter 3,0mm / 2,mm voor transfusiesysteem
- Onbeluchte lijn (wordt op infuuszakken gebruikt)
- 275cm set lengte / 200cm voor transfusiesysteem
- Inclusief flowstop beschermkap en geïntegreerd hydrofoob filter
- Materiaal van PVC
- Steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3046977	CODAN INFSYST ZWAARTEKRACHT LL FLOWSTOP ONBEL 275CM 455607	1 st.	100 x 1 st.		