

Codan


CODAN INFUUSSYSTEEM ONBELUCHT MET BIJSPUITPUNT

Toepassing

De Codan Infuussysteem Onbelucht met bijspuitpunt is voor het transporteren van de infuusvloeistof van de infuuszak of fles naar de infuuscanule, vleugelnaald of katheter van de patiënt. De infuussysteem bestaat uit een R-lock, loskoppelbare driewegkraan, 12 cm knikvrije slang en een draaibare luer-lock met FlowStop.

Productinformatie

- Druppelkamer met 200µm filter
- Onbeluchte lijn (wordt op infuuszakken gebruikt)
- Transparante flexibele PVC infuusslang 3,0mm
- R-LOCK, terugslagventiel voorkomt terugstromen van vloeistof.
- 270cm set lengte
- Inclusief flowstop beschermkap en geïntegreerd hydrofoob filter
- DEHP vrij
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029744	CODAN TRANSFUSIESYSTEEM MET BIJSPUITPUNT DRUPPELKAMER SWAN-LOCK R-LOCK DRIEWEGKRAAN LUER LOCK MET FLOWSTOP 270CM 763410 *S*	10 st.	8 x 10 st.	16176073	