

Philips

PHILIPS SAMI THE SEAL VERNEVELSET

Toepassing

De Philips Sami the Seal Vernevelset model is ontworpen voor continu gebruik, waardoor het zijn taken niet alleen thuis, maar ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan vervullen. De inhalator is uitgerust met een pediatriesch masker dat zelfs de jongste patiënt zal aanspreken. Het masker met de afbeelding van een schildpad is niet alleen ontworpen om er goed uit te zien, maar vermindert ook de ophoping van aerosol rond de ogen.

Productinformatie

- Herbruikbaar
- Voor kinderen maar ook volwassenen
- Efficiënt, zuinig en gebruiksvriendelijk
- Handige houder voor vernevelingskamer
- Korte medicijntoedieningstijd: 4,38 minuten



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3041058	SAMITHESEAL VERNVLSET 1101484	1 st.	1 x 1 st.		