

# Smiths Medical



## CADD INFUUSSET MET FLOW STOP

### Toepassing

De Cadd Infuusset Flow Stop is een standaard toediening set met eenweg terugslagklep en mannelijke luer. Deze is voorzien van een lucht eliminerende filter en beschermt tegen vrije stroom.

### Productinformatie

- Kan gebruikt worden met de Cadd Solis-, Cadd Legacy- en de CADD VIP pompen
- Luchteliminatiefilter van 1,2 micron
- DEHP vrij



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3042887	CADD INFUUSSET FLOWSTOP BIJSPUITPUNT TPV 1,2UM 290CM 21-7343-24 STERIEL	15 st.	6 x 15 st.	16979451	
3060260	CADD INFSET FS HV BSP FILTER 1,2UM 297CM 21-7361-24 STERIEL	15 st.	6 x 15 st.	16979397	