

Smiths Medical



CADD INFUUSSET MET FLOW STOP

Toepassing

De Cadd Infuusset Flow Stop is een standaard toediening set met eenweg terugslagklep en mannelijke luer. Deze is voorzien van een lucht eliminerende filter en beschermt tegen vrije stroom.

Productinformatie

- Kan gebruikt worden met de Cadd Solis-, Cadd Legacy- en de CADD VIP pompen
- Luchteliminatiefilter van 1,2 micron
- DEHP vrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3042887	CADD INFUUSSET FLOWSTOP BIJSPUITPUNT TPV 1,2UM 290CM 21-7343-24 STERIEL	15 st.	6 x 15 st.	16979451	
3060260	CADD INFSET FS HV BSP FILTER 1,2UM 297CM 21-7361-24 STERIEL	15 st.	6 x 15 st.	16979397	