

BBRAUN INTRAFIX INFUUSSYSTEEM

Toepassing

De BBraun Intrafix Infuussysteem is een toedieningssysteem voor veilige en efficiënte infusie met ingebouwde unieke AirStop en Primestop. Het is een IV-toedieningsset voor het aanbrengen van IV-oplossingen en medicijnen. De patiëntconnector en de slang kunnen na het primen in de zij-inkeping worden gehaakt voor stand-by-procedures.



Productinformatie

- Voor zwaartekracht en drukinfusie
- Bacteriedichte ontluchter, met klikdop
- Drukweerstand: tot 2 bar
- Met spike -druppelkamer: 15 µm filter
- Ergonomische en precieze rollerklem en DEHP -vrije lijn

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057075	INFUUSSYSTEEM INTRAFIX SAFESET + BIJSPUITPUNT 4063004	1 st.	100 x 1 st.		
3008190	BBRAUN INFUUSSYSTEEM INTRAFIX SAFESET BASIC LUER 180 CM 4063000 STERIEL	1 st.	100 x 1 st.	14975033	