


BD

BD BODYGUARD POMPSYSTEEM

Toepassing
Het BD Bodyguard Pompsysteem kan worden gebruikt met de BD Bodyguard infuuspomp. Dit pompsysteem heeft een vulvolume van 8ml en een 1.2 µm filter. Dit pompsysteem biedt de patiënt comfort, vertrouwen en helpt de veiligheid te verbeteren.

- Productinformatie**
- Setlengte 300 cm
 - Vulvolume 8 ml
 - Boring 1.5 mm
 - 1 spike(s) (niet geventileerd)
 - 1 Rolklep
 - 1.2 µm Inline-filter
 - Gemaakt van Polyvinylchloride (PVC)
 - Natuurrubberlatex maakt geen deel uit van de materiaalformulering
 - DEHP vrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030127	POMPSYST BODYGUARD SPIKE M/FILT 310CM TPN00001 STERILE	16 st.	5 x 16 st.	16787293	
3042378	BODYGUARD/CV INFSET SPIKE FILTER 1,2UM REF 120-1121XSFK	20 st.	4 x 20 st.		