

Amika voedingspomp

Toepassing

Amika, enterale voedingspomp; voor het toedienen van enterale voeding en enterale hydratatie.

Productinformatie

Specificatie:

- enterale voedingspomp
- continu toediening
- afmetingen: 138x128x48mm
- gewicht: 610gram
- batterijvermogen: 24 uur bij instelling 125ml/u
- display: dag/nachtmodus
- toedieningssnelheid: 1-100ml/uur, instelbaar per 1ml/uur en 100--600ml/uur, instelbaar per 5ml
- bereik: 1-100ml, in 1ml stappen en 100-5000ml, in 5ml stappen
- stationair gebruik met pomphouder



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700537	AMIKA VOEDINGSPOMP	1 st.	1 x 1 st.	15928772	
3049046	AMIKA POMPSET EASY MOBILE ENFIT 7751905 STERIEL	30 st.	1 x 30 st.	16578554	
3049047	AMIKA POMPSET VARIOLINE ENFIT ISO 7751919 STERIEL	30 st.	1 x 30 st.	16578562	