



DIATESSE PRIKPEN SOFT

Toepassing

Prikpen met 9 instelbare prikdieptes: voor afname van capillair bloed voor het meten van het bloedglucosegehalte. Uitwerpmechanisme voor lancet. Gebruiken met een uitwisselbaar lancet. Latexvrij.

Productinformatie

Diatesse Soft, prikpen met 9 instelbare prikdieptes: voor afname van capillair bloed voor het meten van het bloedglucosegehalte.

De prikpen kan, door aan de verstelbare punt te draaien, ingesteld worden op 9 verschillende prikdieptes. Prikdiepte 1-3 voor een zachte tot gevoelige huid, 4-6 voor een normale huid en 7-9 voor een dikke tot eeltige huid. Na het afnemen van het bloedmonster kan het lancet automatisch verwijderd worden met behulp van het uitwerpsysteem. De prikpen kan gebruikt worden met een uitwisselbaar lancet. Latexvrij.

Specificatie:

prikpen

9 instelbare prikdieptes

met uitwerpmechanisme

gebruiken met uitwisselbaar lancet



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060360	DIATESSE PRIKPEN SOFT GD101840	1 st.	200 x 1 st.	16881303	