

BD Neoflon infuusnaald

Toepassing

BD Neoflon IV, perifere intraveneuze katheter in teflon met fixatievleugels; aanprikken van moeilijke en/of broze aders in de neonatologie.

Productinformatie

Perifere intraveneuze katheters voor neonatologie voorzien van vleugels voor fixatie van de katheter. De katheter is van teflon (P.T.F.E.= polytetrafluorethyleen). Geschikt voor het aanprikken van moeilijke en/of broze venen, een frequente situatie in de neonatologie en de neonatale reanimatie. Hierdoor zal het comfort voor de pasgeborene verbeteren. De kleine opening bij het insteken van de katheter vermindert de pijn. De katheter is latexvrij. Voor éénmalig gebruik en steriel verpakt.

Doorsnee 24G, afmeting 0.6x19mm en is voorzien van een gele kleurcode.

Specificatie:

- Perifere intraveneus
- Voor neonatologie
- Fixatievleugels
- Teflon (P.T.F.E.= polytetrafluorethyleen)
- Kleine opening bij insteken katheter vermindert pijn
- Latexvrij
- Eénmalig gebruik
- Steriel
- Doorsnee 24G
- Afmeting 0.6x19mm
- Kleurcode geel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3063872	BD NEOFLON INF NAALD 0,7X19MM 24G GEEL 391350	50 st.	10 x 50 st.	14880547	

