



Essity Leukofix hechtpleister

Toepassing

Leukofix van Essity is een transparante hechtpleister op basis van geperforeerde polyethyleen folie. De polyacrylaat kleeflaag zorgt voor een goede en langdurige kleefkracht. Omdat de hechtpleister geperforeerd is, laat de hechtpleister lucht- en waterdamp door, waardoor het product huidvriendelijk is.

Productinformatie

Productkenmerken:

- Geschikt voor de gevoelige huid
- Hechtpleister kan met weinig tot geen pijn verwijderd worden
- Verkrijgbaar in verschillende maten

Toepassingen:

Transparante fixatie van kompressen, gazen, infuusnaalden, etc.

Bij uitstek geschikt voor transparante fixatie van slangen, katheters, sondes, etc

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000906	LEUKOFIX HECHTPLEISTER TRANSPARANT 5MX2.5CM REF 02122-00	12 st.	10 x 12 st.	12302589	
3063404	LEUKOFIX HECHTPLEISTER TRANSPARANT 5MX5CM REF 02124-00	6 st.	10 x 6 st.	12302597	
3034669	LEUKOFIX HECHTPLEISTER TRANSPARANT 9.2MX2.5CM REF 02137-00	12 st.	10 x 12 st.	13932853	
3058450	LEUKOFIX HECHTPLEISTER TRANSPARANT 9.2MX5CM REF 02138-00	6 st.	10 x 6 st.	13932624	
3065234	LEUKOFIX HECHTPLEISTER TRANSPARANT 9,2X1,25CM 02136-00	24 st.	10 x 24 st.	13932608	