

Beluchtingsnaald

Toepassing

Een beluchtingsnaald is een injectienaald met luchtfilter voor het beluchten van een glazen infuusfles.

Productinformatie

- Met ventiel
- Voorkomt vacuüm trekken van infuusfles



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000279	TTMN BELUCHTINGSNAALD MET VENTIEL REF 646008 *S*	4 st.	25 x 4 st.	14238861	BELUX