

Accu-Chek

ACCU-CHEK SAFE T-PRO LANCETTEN


Toepassing

De Accu-Chek Safe T-pro is een éénmalige prikken met drie instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor uw patiënt.

Productinformatie

Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting. Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid. Het unieke prikmechanisme sluit ongewild prikken uit.

- Verpakt per 200 stuks
- Diameter lancet: 0,30mm (30G)
- Prikpen: Geen prikken nodig, is een veiligheidslancet voor professioneel en éénmalig gebruik
- Prikdiepte: 3 instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor de patiënt
- De huid wordt zeer snel doorpikt (in 3 milliseconden) waardoor ze geen beschadiging oploopt. Het drievlaks geslepen naaldpunt zorgt voor een optimale huidpenetratie en garandeert een nagenoeg pijnloze prik
- Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting. Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid. Het uniek prikmechanisme sluit ongewild prikken uit
- Met zijn T-vormig design is hij eenvoudig te hanteren en gemakkelijk aan te leren. Geschikt voor alle medische diensten, inclusief pediatrie en neonataal gebruik



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033714	ACCU-CHEK SAFE-T-PRO 15356647	200 st.	10 x 200 st.	15356647	ACCUX