

Mesitran Tulle

Toepassing

L-Mesitran Tulle is een antibacterieel niet verklevend polyetheen verband geïmpregneerd met de gepatenteerde L-Mesitran Soft gel die bestaat uit: 40% medicinale honing, hypoallergene lanoline (Medilan®), propyleen glycol, PEG 4000 en vitamine C & E. Wanneer de gel in contact komt met de wond zal er wondvocht onttrokken worden aan de omliggende weefsels. Hierdoor wordt een vochtig wondhelingsklimaat gecreëerd. Dit klimaat stimuleert het wondhelingsproces: door middel van het oplossen van necrose en andere verontreinigingen door autolyse, wordt het wondbed voorbereid en wordt epithelisatie gestimuleerd.

Productinformatie

- Antibacterieel
- Bestaat uit een hydro-actief polyetheen wondcontactmateriaal met L-Mesitran Soft
- Indicaties zijn acute en chronische wonden zoals snij- en schaafwonden, donorplaatsen, brand- en laserwonden (1ste & 2de graads), decubitus (categorie I-IV), veneuze, arteriële en diabetische ulcera
- Ook geschikt voor oncologische wonden (ontgeuren en debrideren), gecontamineerde acute wonden en (postoperatieve) chirurgische wonden
- Verkleeft niet aan de wond
- Mag over de wondranden gelegd worden
- Meest geschikt voor oppervlakkige wonden die geen tot matig vocht afgeven
- Afdekken met kompres of absorberend verband en vastzetten met brede fixatiepleister of (cohesief) windsel
- Vervang het verband binnen 3-5 dagen
- Wordt vergoed door de zorgverzekeraars

Kijk voor studies over Mesitran op <http://www.klinion.nl/mesitran-studies/>



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017030	KLINION ADVANCED L-MESITRAN TULLE ZALFKOMPRES 10X10CM REF 174715	10 st.	24 x 10 st.	15726967	MESIV1