

Nonin

Nonin saturatiemers / onyx draagtas incl clip

Toepassing

De arteriële zuurstofsaturatie, kortweg saturatie, is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën of slagaders gebonden is.

Het is één van de indicaties voor de algehele conditiebepaling van de patiënt of bewoner.

Productinformatie

- Automatisch in- en uitschakelen
- Snelle meting van het zuurstofgehalte in het bloed (%SpO2) en de hartfrequentie
- Is geschikt voor volwassenen en kinderen en is getest voor gebruik op vingers, duimen en tenen van zeer uiteenlopende dikte 8 mm tot 25,4 mm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034805	NONIN VINGERPULSEOXIMETER ONYX VANTAGE 9590 5,59X3,3X3,23CM BLAUW REF 9590 BLUE	1 st.	12 x 1 st.		
3009318	ONYX PULSE OXIMETER 9590 VANTAGE ZWART 5,6X3,3CM BLACK 9590	1 st.	12 x 1 st.		
3009317	ONYX PULSE OXIMETER 9590 VANTAGE ROOD 5,6X3,3CM RED 9590	1 st.	12 x 1 st.		
3008833	NONIN DRAAGTAS ONYX LEDERLOOK ZWART REF 8001157	1 st.	1 x 1 st.		
3008526	NONIN DRAAGTAS ONYX INCL CLIP ZWART REF 8001153	1 st.	1 x 1 st.		